

NEIPA na Kveikach

- Gęstość **16.6 BLG**
- ABV **7 %**
- IBU **50**
- SRM **5.4**
- Styl **American IPA**

Rozmiar warki

- Oczekiwana ilość gotowego piwa **22 L**
- Straty z fermentacji **5 %**
- Rozmiar ze stratami z fermentacji **23.1 L**
- Czas gotowania **60 min**
- Szybkość odparowywania **10 %/h**
- Ilość gotowanej brzezki **27.8 L**

Zacieranie

- Wydajność zacierania **75 %**
- Stosunek wody do ziarna **3 L / kg**
- Ilość wody do zacierania **21.8 L**
- Całkowita objętość zacieru **29 L**

Kroki

- Temp **68 C**, Czas **90 min**

Zacieranie krok po kroku

- Podgrzej **21.8 L** wody do zacierania do **76C**
- Dodaj ziarna
- Przetrzyj zacier **90 min** w **68C**
- Wystadzaj używając **13.3 L** wody o temp. **76C** lub do osiągnięcia **27.8 L** brzezki

Surowce fermentujące

| Typ | Nazwa | Ilość | Ekstrakcja | EBC |
|--------|-----------------------|----------------|------------|-----|
| Ziarno | Strzegom Pilzneński | 3 kg (41.4%) | 80 % | 4 |
| Ziarno | Viking Pale Ale malt | 1.5 kg (20.7%) | 80 % | 5 |
| Ziarno | Pszeniczny | 0.5 kg (6.9%) | 85 % | 4 |
| Ziarno | Weyermann - Wiedeński | 0.5 kg (6.9%) | 81 % | 8 |
| Ziarno | Płatki owsiane | 1 kg (13.8%) | 85 % | 3 |
| Ziarno | Weyermann - Carared | 0.25 kg (3.4%) | 75 % | 45 |
| Ziarno | Płatki pszeniczne | 0.5 kg (6.9%) | 80 % | 3 |

Chmiele

| Użyto do | Nazwa | Ilość | Czas | Alfa kwasy |
|-----------|-------------------|-------|--------|------------|
| Gotowanie | Chinook | 15 g | 40 min | 12.8 % |
| Whirlpool | Citra | 40 g | 25 min | 12 % |
| Whirlpool | Centennial | 40 g | 25 min | 9.5 % |
| Whirlpool | Mandarina Bavaria | 50 g | 25 min | 7.1 % |
| Na zimno | Citra | 40 g | 3 dni | 12 % |
| Na zimno | Centennial | 40 g | 3 dni | 9.5 % |
| Na zimno | Amarillo | 50 g | 2 dni | 9 % |
| Na zimno | Motueka | 40 g | 2 dni | 6.4 % |

| | | | | |
|----------|-------------------|------|-------|-------|
| Na zimno | Mandarina Bavaria | 50 g | 2 dni | 7.1 % |
|----------|-------------------|------|-------|-------|

Drożdże

| Nazwa | Typ | Forma | Ilość | Laboratorium |
|--------------|------------|--------------|--------------|---------------------|
| Tormodgarden | Ale | Gęstwa | 100 ml | --- |

Dodatki

| Typ | Nazwa | Ilość | Użyto do | Czas |
|------------|------------------|--------------|-----------------|-------------|
| Inne | Kwas Askorbinowy | 4 g | Butelkowanie | --- |